



RECOGIDA DE ORINA ESPONTÁNEA

Básico, sedimento y/o cultivo y bioquímica, test embarazo, tóxicos en orina
Pacientes adultos/niños

1



Al levantarse y antes de orinar, lavarse las manos i los genitales con agua i jabón.

2



Abrir el contenedor de recogida i poner el tapón con la cánula mirando hacia arriba.

3



PRECAUCIÓN: no tocar la cánula de la tapa.

4



Orine una cantidad pequeña en la taza del inodoro y luego detenga el flujo de orina. Sostenga el recipiente de la orina y orine hasta que el recipiente este medio lleno. Termine de orinar en el W.C.

5



Cerrar el contenedor e invertir 3-5 veces.

6



Retirar el adhesivo protector de la tapa
No tocar la tapa con los dedos. Contiene una aguja.

7



No destapar los tubos.

8



Presionar el tubo sobre la aguja gris i mantenerlo presionado hasta que esté lleno.

No se llenaran nunca hasta arriba.

Llevar los tubos a su Centro de Salud.

