



# RECOLLIDA D'ORINA 24HORES AMB CONSERVANT ÀCID CLORHÍDRIC ESTUDI DE L'ÀCID OXÀLIC I CÍTRIC INSTRUCCIONS PACIENTS



1. Contenidor opac per recollida orina 24 h.
2. Got per recollir l'orina i traspàs.
3. Estabilitzador (Àcid Clorhídric)



1. Descartar la primera orina del matí.

Anotar l'hora, per exemple, 7:00 del matí.

2. Recollir la segona orina del matí i afegir l'estabilitzador



3. Recollir tota l'orina i barrejar

4. Recollir la primera orina del matí de l'endemà a la mateixa hora anotada del dia anterior (per exemple, les 7:00 del matí).

